

# Over Line

## Quattro tecnologie alleate per il ringiovanimento della pelle

Si chiama Oxyenergy ed è l'innovativo sistema Over Line per trattamenti di ringiovanimento per viso, collo e décolleté che sfrutta la sinergia di quattro differenti tecnologie: Micro Dermoabrasione, Ossigeno, Radio Frequenza e Cromo Frequenza. Compatta e sicura è l'ideale apparecchiatura per contrastare l'invecchiamento cutaneo o i danni causati dal sole.

apparecchiature



### OVER LINE

Via Quaranta, 45  
I-20135 Milano - Italy  
info@overline.eu  
www.overline.it



La Micro dermoabrasione è una procedura che l'estetista svolge effettuando un delicato movimento rotatorio sulla pelle, con un apposito manipolo.

Viene utilizzata per rimodellare la superficie della pelle e consiste nell'abrasione meccanica degli strati superficiali danneggiati dell'epidermide, nella rimozione delle cellule morte e nella stimolazione del ricambio cellulare.

Attraverso il trattamento con l'Ossigeno e grazie alle sue proprietà rinvigorenti e rassodanti, si procede alla rigenerazione dell'epidermide. L'Ossigeno stimola la respirazione cellulare, incrementandone la tonicità, per cui già dopo la prima seduta, la pelle appare più elastica, compatta e luminosa. Questo trattamento non è invasivo, è privo di effetti collaterali e assolutamente indolore.

L'Ossigeno ha inoltre la particolarità di ridurre le irritazioni, oltre che essere un ottimo antinfiammatorio e antibatterico. L'Ossigeno fuoriesce dalla punta di un infusore, che è necessario tenere distante dalla cliente almeno 1 centimetro, i movimenti dell'estetista debbono essere lenti e partire dal centro del viso verso l'attaccatura dei capelli, ripetendo l'operazione in caso di rughe marcate.

### Over Line 4 Technologies for a younger-looking skin

*Oxyenergy, the innovative system by Over Line, combines oxygen-therapy with radio-frequency, micro-dermabrasion and chromo-frequency, four different technologies to regenerate the skin of face, neck and décolleté. The device is compact and safe and is perfect to fight skin ageing and sun damages.*

*This important treatment is performed with a gentle rotating movement of a handpiece onto the skin. Micro-dermoabrasion is used to remodel the surface of the skin and consists in the mechanical abrasion of the damaged surface layers of epidermis, removal of dead cells, and stimulation of cell renewal. Oxygen-therapy is invigorating and toning for the epidermis. It stimulates cellular respiration, increases the tone, giving the skin a more elastic, compact and luminous effect after the first application. The treatment is not invasive, has no side effects and is absolutely painless. Oxygen has antibacterial and anti-inflammatory properties, and is a great ally to reduce irritation.*

*Oxygen comes out of a handpiece that beauticians must hold 1 cm far from their client's skin. Beautician's movements must be slow, start from the centre of the face towards the hairline and repeated if wrinkles are very deep. Radio Frequency is conveyed by means of a handpiece which disperses heat into deep subcutaneous tissues without damaging the epidermis. The heat produced by the diathermic action provokes an increased amount of oxygen carried to tissues, speeds up cell metabolism, elimination of catabolic wastes and stimulates the production of collagen, elastin and hyaluronic acid, for a progressive lifting effect. Beauticians can alternate Radio frequency with Lifting Treatment.*



Oxyenergy Overline Microdermoabrasione / Oxyenergy Overline Micro dermoabrasion



Oxyenergy Overline Trattamento con Ossigeno / Oxyenergy Overline oxygen-therapy



Oxyenergy Overline Trattamento Radiofrequenza / Oxyenergy Overline Radio-frequency treatment



Oxyenergy Overline Trattamento Cromo frequenza / Oxyenergy Overline Chromo-frequency treatment

La Radio Frequenza, invece, si veicola attraverso l'uso di un manipolo che diffonde calore nella profondità del tessuto sottocutaneo senza danneggiare l'epidermide.

Il calore prodotto dalla Diatermia provoca un aumento della quantità di ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare, l'eliminazione delle scorie cataboliche e stimola la produzione di Collagene, Elastina e Acido ialuronico regalando alla pelle un aspetto più giovane ed elastico.

Si può alternare il trattamento di Radio Frequenza con il Trattamento Liftante, che si esegue con un apposito manipolo a due sfere, studiato per seguire i lineamenti del viso e consentire di lavorare anche in punti difficili.

La Cromo Frequenza considera l'inestetismo una vibrazione disarmonica delle cellule della pelle, che può essere riequilibrata sfruttando l'energia e quindi la vibrazione di uno o più colori specifici.

La Mask, in abbinamento alle specifiche maschere in alginato, consente di riportare l'epidermide al suo corretto equilibrio cellulare. Integrata con altri trattamenti estetici ne potenzia il risultato finale.

Come tutte le apparecchiature Over Line, anche Oxyenergy è facile da utilizzare, perché offre all'estetista la possibilità di visualizzare tutti i passaggi necessari alla corretta esecuzione del trattamento.

Oxyenergy regala una nuova giovinezza, la pelle appare distesa e nutrita con una significativa riduzione dei tipici segni dell'età, degli effetti di prolungate esposizioni al sole e delle aggressioni degli agenti atmosferici.

L'applicazione di creme cosmetiche e sieri per la cura specifica del problema della cliente, ne completano il trattamento.

*The latter is performed by means of a specific handpiece fitted with two rotating spheres, especially designed to work even on the most difficult areas. The Chromo Frequency considers the skin imperfection as an inharmonic vibration of cells, which can be led to their correct balance using energy and so by the vibration of one or more colours. The Led Mask, combined with specific alginate masks, can give to the skin its correct balance and used with other esthetic treatments it increases the final result. As all Over Line equipments, Oxyenergy, too, is easy to use. In fact, beauticians can control every step necessary to perform the treatment correctly. Oxyenergy offers a new youth, the skin looks smoother and more nourished with an important reduction of ageing signs caused by prolonged exposure to sun rays and environmental damage. The application of cosmetics creams and serums will complete the treatment.*